

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrp3 Per If-P, Elisa - O15438

Numero articolo: CM0019020



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MRP3 di alta qualità, convalidato per IF-P ed ELISA. Rileva la MRP3 umana (ABCC3, 169 kDa), un trasportatore ABC coinvolto nella resistenza multidrug ai farmaci, nel trasporto degli acidi biliari e nell'esportazione epatocellulare. Ideale per la ricerca sul fegato e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MPL2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3
Specie	Umano
Gene ID	8714
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 855-954 della MRP3 umana (NP_003777.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O15438
Peso proteico	169kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio