


Anticorpo Policlonale Anti-Mrp4/Abcc4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15439

Numero articolo: CM0023904



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting MRP4/ABCC4, un trasportatore di multiresistenza ai farmaci. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della resistenza ai farmaci, della segnalazione cellulare e dei meccanismi di trasporto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	MRP4/ABCC4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Specie	Uomo
GeneID	10257
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1067-1325 di MRP4/ABCC4 umano (NP_005836.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15439
Peso proteico	150kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio