

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mrp4/Abcc4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15439

Numero articolo: CM0005127



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD che bersaglia MRP4/ABCC4 umano (proteina 4 associata alla resistenza multidroga). Ideale per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Rileva una proteina di 150kDa; l'immunogeno copre la regione C-terminale (aa 1067-1325). Adatto per la ricerca sul trasporto di farmaci e sulla resistenza ai farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] MRP4/ABCC4 Rabbit mAb
Note/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	10257
GenelD	10257
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1067-1325 della MRP4/ABCC4 umana (NP_005836.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O15439
Peso proteico	150kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio