

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrp4/Abcc4 Per Wb, Elisa - O15439

Numero articolo: CM0020306



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il membro 4 della sottoclasse C del trasportatore legante ATP umano (ABCC4/MRP4), validato per Western blot ed ELISA. Ideale per studiare la resistenza ai farmaci, il trasporto e le vie di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio MRP4/ABCC4
Note/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10257
GeneID	10257
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1067-1325 di MRP4/ABCC4 umano (NP_005836.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15439
Peso Proteico	150kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio