


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mrpl12 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P52815

Numero articolo: CM0005312



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MRPL12 ad alta specificità, validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva MRPL12 umano, murino e di ratto, una proteina ribosomiale mitocondriale coinvolta nella traduzione e trascrizione. Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio MRPL12
Note/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34
Specie	Umano
GeneID	6182 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 46-198 di MRPL12 umano (NP_002940.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52815
Peso Proteico	21 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio