


Anti-Mrpl12 Pab Di Coniglio Per Wb - P52815

Numero articolo: CM0025591



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina MRPL12 umana, una proteina ribosomiale mitocondriale coinvolta nell'attivazione della traduzione e della trascrizione. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL12 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34; MRPL12
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6182
GeneID	6182
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-198 della MRPL12 umana (NP_002940.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P52815
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio