

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrpl13 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Numero articolo: CM0019641



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MRPL13 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia la proteina ribosomiale mitocondriale L13, 20kDa. Ideale per ricerche sulla funzione mitocondriale e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] MRPL13 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; proteina ribosomiale mitocondriale L13
Specie	Uomo
GenelD (umano)	28998
GenelD	28998
Immunogeno	Peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 70-178 della MRPL13 umana (NP_054797.2)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYD1
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio