


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl15 Per Wb, Elisa - Q9P015

Numero articolo: CM0019422



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MRPL15 validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con MRPL15 umano, murino e di ratto. Ideale per gli studi sui ribosomi mitocondriali e l'analisi dell'espressione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPL15 Rabbit pAb
Note/Alias	MRPL15; HSPC145; L15mt; MRP-L15; MRP-L7; RPML7; proteina ribosomiale mitocondriale L15
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	29088
GeneID	29088
Immunogeno	Peptide sintetico, un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 197-296 della MRPL15 umana (NP_054894.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9P015
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante