


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl16 Per Wb, Elisa - Q9Nx20

Numero articolo: CM0023716



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting MRPL16 umano, una proteina ribosomiale mitocondriale. Validato per applicazioni WB ed ELISA nell'uomo, topo e ratto. Ideale per studi sui ribosomi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPL16 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54948
GeneID	54948
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 del MRPL16 umano (NP_060310.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NX20
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio