


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl18 Per Wb, If, Elisa - Q9H0U6

Numero articolo: CM0019998



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MRPL18 validato per Western blot (WB), IF/ICC ed ELISA. Riconosce MRPL18 umano e murino, una proteina ribosomiale mitocondriale di 21 kDa coinvolta nell'importazione dell'rRNA 5S.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb MRPL18 di coniglio
Note/Alias	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
Specie	Uomo
GeneID	29074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 di MRPL18 umano (NP_054880.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9H0U6
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante