


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl18 Per Wb & Elisa - Q9Cql5

Numero articolo: CM0024328



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Mrpl18 validato per WB ed ELISA, che mira alla proteina ribosomiale mitocondriale L18 (MRP-L18). Reagisce in modo crociato con Mrpl18 umano e murino, supportando studi sul ribosoma mitocondriale e sull'importazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Mrpl18 Rabbit pAb
Note/Alias	HSPC071; MRP-L18; 1010001C05Rik; Mrpl18
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29074
ID Gene	67681
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-180 di Mrpl18 murino (NP_080586.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9CQL5
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio