


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl20 Per Wb E Elisa - Q9Byc9

Numero articolo: CM0021619



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-MRPL20 convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della struttura dei ribosomi mitocondriali e della sintesi proteica. SWISS: Q9BYC9.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] MRPL20 Rabbit pAb
Note/Alias	L20mt; bL20m; MRP-L20; MRPL20
Specie	Uomo
Gene ID	55052 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-149 della proteina MRPL20 umana (NP_060441.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYC9
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio