


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mrpl21 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Numero articolo: CM0004294



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting MRPL21, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla traduzione proteica mitocondriale e sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] MRPL21 Coniglio mAb
Note/Alias	L21mt; bL21m; MRP-L21
Specie	Umano
Gene ID	219927
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 40-140 di MRPL21 umano (NP_852615.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7Z2W9
Peso Proteico	13kDa/22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio