

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl21 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Numero articolo: CM0019764



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina ribosomiale mitocondriale umana MRPL21 (bL21m). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Rileva una banda a ~22kDa. Validato per la ricerca nella traduzione mitocondriale e nella biologia dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MRPL21 Rabbit pAb
Note/Alias	MRPL21; L21mt; MRP-L21; proteina ribosomiale mitocondriale L21
Specie	Umano
GeneID	219927
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 40-140 di MRPL21 umana (NP_852615.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q7Z2W9
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio