


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl22 Per Wb, Elisa - Q9Nwu5

Numero articolo: CM0021848



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRPL22 umano, adatto per Western blot ed ELISA.

MRPL22 è una proteina ribosomiale mitocondriale della subunità maggiore, coinvolta nella sintesi proteica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPL22 Rabbit pAb
Note/Alias	MRPL22; HSPC158; L22mt; MRP-L22; MRP-L25; RPML25; proteina ribosomiale mitocondriale L22
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	29093
GeneID	29093
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-206 di MRPL22 umano (NP_054899.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NWU5
Peso della proteina	13kDa/14kDa/23kDa
Spedizione	Borsa refrigerante