


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl24 Per Wb, Elisa - Q96A35

Numero articolo: CM0026160



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale mitocondriale umana MRPL24. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata contro topo e ratto. Uno strumento per studi sul ribosoma mitocondriale e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL24 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	L24mt; MRP-L18; MRP-L24; MRPL24
Specie	Umana
GeneID (umano)	79590
GeneID	79590
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-216 di MRPL24 umano (NP_078816.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96A35
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio