


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl27 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0M9

Numero articolo: CM0021973



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-MRPL27 convalidato per KD per Western blot, IHC-P e ELISA. Rileva l'MRPL27 umano e presenta reazione crociata con il topo. Ideale per la ricerca sulla sintesi proteica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL27 Rabbit pAb [convalidato per KD]
Note / Alias	L27mt; MRPL27
Specie	Umana
GeneID	51264 (Uomo)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 49-148 dell'MRPL27 umano (NP_057588.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9P0M9
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio