


Anticorpo Monoclonale Anti-Mrpl28 Per Wb, Ip, Elisa - Q13084

Numero articolo: CM0003680



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che mira MRPL28 (bL28m, p15, MAAT1). Convalidato per WB, IP, ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ribosoma mitocondriale e antigeni tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL28 Rabbit mAb
Note / Alias	p15; MAAT1; MRPL28
Specie	Uomo
ID Gene	10573
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di MRPL28 umano (NP_006419.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13084
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio