

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrpl28 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13084

Numero articolo: CM0028710



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MRPL28 di alta qualità validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA in campioni umani e di ratto. Ideale per studi sui ribosomi mitocondriali e antigeni associati al melanoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MRPL28 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	p15; MAAT1; MRPL28
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10573
GeneID	10573
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-256 di MRPL28 umano (NP_006419.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13084
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio