


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl3 Per Wb, Elisa - P09001

Numero articolo: CM0024175



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina L3 del ribosoma mitocondriale umano (MRPL3). Adatto per Western blotting e ELISA; convalidato su campioni umani. Ideale per la ricerca sul ribosoma mitocondriale e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL3 Rabbit pAb
Note / Alias	MRPL3; COXPD9; MRL3; RPML3; proteina L3 del ribosoma mitocondriale
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	11222
ID Gene	11222
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 249-348 di MRPL3 umano (NP_009139.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P09001
Peso Proteico	38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio