

Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl30 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tcc3

Numero articolo: CM0024307



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro la proteina MRPL30 umana, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per studi sui ribosomi mitocondriali e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL30 Rabbit pAb
Note/Alias	L28MT; L30MT; MRPL28; RPML28; MRP-L28; MRP-L30; MRPL28M; MRPL30
Specie	Umana
Gene ID	51263
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-161 della MRPL30 umana (NP_660213.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q8TCC3
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio