

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl32 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byc8

Numero articolo: CM0016931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta MRPL32 umano, una proteina ribosomiale mitocondriale essenziale per la sintesi proteica mitoribosomiale. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reazione crociata con il topo. Adatto per la ricerca e la diagnostica in ambito mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL32 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	64983
ID gene	64983
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-188 della proteina MRPL32 umana (NP_114109.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9BYC8
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio