


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl33 Per Ihc-P, Elisa - 075394

Numero articolo: CM0020174



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio MRPL33 convalidato per IHC-P ed ELISA. Mirato alla proteina ribosomiale mitocondriale umana L33 (bL33m), componente della subunità grande 39S. Adatto per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	MRPL33 Rabbit pAb
Note/Alias	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9553
ID Gene	9553
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-65 di MRPL33 umano (NP_004882.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	075394
Peso Proteico	7kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio