


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrpl36 Per Wb E Elisa - Q9P0J6

Numero articolo: CM0023535



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per MRPL36 umano (bL36m), validato per Western blot e ELISA. Ideale per ricerche sui ribosomi mitocondriali e studi sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL36 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	RPMJ, BRIP1, L36mt, bL36m, PRPL36, MRP-L36
Specie	Uomo
GeneID	64979
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-103 di MRPL36 umano (NP_115868.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9P0J6
Peso proteico	12 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio