

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl38 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dv4

Numero articolo: CM0021478



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MRPL38 di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva MRPL38 umano, murino e di ratto, una proteina della grande subunità ribosomiale mitocondriale. Ideale per studi sulla traduzione mitocondriale e sull'espressione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MRPL38 Rabbit pAb
Note/alias	L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38
Specie	Umano
ID del gene (umano)	64978
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q96DV4
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante