


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl39 Per Wb - Q9Nyk5

Numero articolo: CM0014379



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per MRPL39, una proteina della grande subunità ribosomiale mitocondriale. Validato per analisi WB ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per gli studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPL39 Rabbit pAb
Note/alias	L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	54148
ID del gene	54148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-338 di MRPL39 umano (NP_059142.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NYK5
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante