


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl40 Per Wb, Elisa - Q9Nq50

Numero articolo: CM0021409



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro MRPL40 umano (mL40, proteina ribosomiale mitocondriale L40). Adatto per WB, ELISA. Rileva MRPL40 endogeno a ~24 kDa. Convalidato in campioni umani per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPL40 Rabbit pAb
Note/Alias	URIM; L40mt; NLVCF; MRPL22; MRP-L22; MRP-L40; MRPL40
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64976
GeneID	64976
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-206 di MRPL40 umano (NP_003767.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NQ50
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio