

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrpl42 Per Wb E Elisa - Q9Y6G3

Numero articolo: CM0018455



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MRPL42 validato per Western Blot ed ELISA. Reagisce con Umano, Mouse. Riconosce la proteina ribosomiale mitocondriale L42 (17kDa). Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL42 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
Specie	Umano
GeneID (Umano)	28977
GeneID	28977
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-142 di MRPL42 umano (NP_054769.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y6G3
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio