


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl43 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N983

Numero articolo: CM0019073



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale mitocondriale umana MRPL43. Adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA; reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPL43 Rabbit pAb
Note/Alias	L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43
Specie	Umano
GeneID (umano)	84545
GeneID	84545
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-155 della proteina MRPL43 umana (NP_789762.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N983
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio