


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl46 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Eqi8

Numero articolo: CM0023475



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Mrpl46 validato per Western blot, IHC-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Mira alla proteina mL46 della subunità ribosomiale grande mitocondriale (proteina ribosomiale 39S L46), un componente del ribosoma mitocondriale essenziale per la traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mrpl46 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	LIECG2; P2EC SL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26589
ID Gene	67308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-283 di Mrpl46 di topo (NP_075820.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9EQI8
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio