


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl46 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2W6

Numero articolo: CM0018557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale mitocondriale umana MRPL46 (mL46). Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-MRPL46
Note/Alias	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; MRPL46
Specie	Umana
ID Gene	26589
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-279 della proteina umana MRPL46 (NP_071446.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9H2W6
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio