


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl50 Per Wb, Elisa - Q8N5N7

Numero articolo: CM0024394



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRPL50 umano (mL50, MRP-L50), una proteina ribosomiale mitocondriale. Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con l'umano. Utile per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPL50 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	mL50; MRP-L50
Specie	Umano
GeneID (umano)	54534
GeneID	54534
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di MRPL50 umano (NP_061924.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q8N5N7
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio