


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl51 Per Wb, Elisa - Q4U2R6

Numero articolo: CM0016629



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina ribosomiale mitocondriale umana MRPL51, validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce con MRPL51 di topo e ratto. Ideale per studi sui ribosomi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPL51 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51258
Gene ID	51258
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 di MRPL51 umana (NP_057581.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q4U2R6
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio