


Anti-Mrpl52 (Validato Kd) Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q86Ts9

Numero articolo: CM0020541



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MRPL52 validato KD per Western blot ed ELISA. Rileva la proteina ribosomiale mitocondriale L52 umana (14 kDa, Q86TS9). Adatto per studi sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] MRPL52 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	mL52, proteina ribosomiale 39S L52, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
Specie	Umano
GeneID (Umano)	122704
GeneID	122704
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 24-123 di MRPL52 umano (NP_848026.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q86TS9
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio