


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl55 Per Wb E Elisa - Q9Cz83

Numero articolo: CM0024137



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la proteina ribosomiale mitocondriale Mrpl55. Adatto per WB e ELISA con reattività crociata a umano e topo. Ideale per la ricerca mitocondriale e gli studi sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio Mrpl55
Note/Alias	L55mt; MRP-L55; 2810038N09Rik; Mrpl55
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	128308
ID Gene	67212
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-127 del Mrpl55 di topo (NP_001289265.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9CZ83
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio