


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byd2

Numero articolo: CM0018832



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KD contro la proteina ribosomiale mitocondriale MRPL9, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva MRPL9 endogena in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] MRPL9 Rabbit pAb
Note/Alias	L9mt; MRPL9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	65005
GeneID	65005
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 53-267 di MRPL9 umana (NP_113608.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYD2
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio