


Anticorpo Monoclonale Anti-Mrps11 Per Wb, If-P, Elisa - P82912

Numero articolo: CM0005185



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting umano MRPS11, una proteina ribosomiale mitocondriale. Validato per WB, IF-P, ELISA e cross-reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS11 Coniglio mAb
Note/Alias	HCC-2; S11mt; MRP-S11
Specie	Umano
GeneID (umano)	64963
GeneID	64963
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 95-194 dell'MRPS11 umano (NP_001308899.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P82912
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio