

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps11 Per Wb, If/Icc, Elisa - P82912

Numero articolo: CM0023147



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRPS11, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva la proteina ribosomiale mitocondriale S11 in umano, topo e ratto. Utile per la ricerca sulla funzione mitocondriale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS11 pAb di Coniglio
Note/Alias	MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; proteina ribosomiale mitocondriale S11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64963
GeneID	64963
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 95-194 di MRPS11 umano (NP_001308899.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P82912
Peso Proteico	16kDa/20kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio