


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Mrps12 Per Wb, Elisa - O15235

Numero articolo: CM0020367



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la proteina ribosomiale mitocondriale MRPS12 umana, adatto per WB e ELISA. Convalidato per campioni umani; peso molecolare previsto ~15 kDa. Ideale per la ricerca sulla traduzione mitocondriale. UniProt: O15235.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS12 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MRPS12; MPR-S12; MT-RPS12; RPMS12; RPS12; RPSM12; proteina ribosomiale mitocondriale S12
Specie	Umana
ID gene (umano)	6183
ID gene	6183
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 20-138 di CYB5R3 umano (NM_000398.7)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	O15235
Peso molecolare della proteina	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio