

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps12 Per Wb, Elisa - O15235

Numero articolo: CM0017880



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MRPS12 validato per Western blot ed ELISA. Mira alla proteina ribosomiale mitocondriale S12 umana (O15235), un componente essenziale della subunità piccola per la sintesi proteica mitocondriale. Ideale per studi sulla disfunzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS12 Rabbit pAb
Note/Alias	RPS12; RPMS12; RPSM12; MPR-S12; MT-RPS12; MRPS12
Specie	Umano
GeneID (umano)	6183
GeneID	6183
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-138 di MRPS12 umano (NP_203527.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O15235
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio