


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps14 Per Wb, Elisa - O60783

Numero articolo: CM0015358



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MRPS14 umano (uS14m), una proteina ribosomiale mitocondriale. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Utile per gli studi sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-MRPS14
Note/alias	S14mt; COXPD38; MRP-S14; HSMRPS14; DJ262D12.2; MRPS14
Specie	Umano
GeneID	63931
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 di MRPS14 umano (NP_071383.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O60783
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante