


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mrps15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82914

Numero articolo: CM0006187



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-MRPS15 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la proteina ribosomiale mitocondriale S15 umana (MRP-S15, uS15m), componente della subunità ribosomiale piccola 28S. Adatto per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS15 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	DC37, S15mt, RPMS15, MPR-S15, MRPS15
Specie	Umano
GeneID	64960
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 158-257 del MRPS15 umano (P82914).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P82914
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio