

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps18A Per Wb E Elisa - Q9Nvs2

Numero articolo: CM0022655



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MRPS18A (mL66) di alta qualità per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo e topo. Ideale per la ricerca sulla funzione delle proteine ribosomali mitocondriali. 22 kDa. Q9NVS2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS18A Rabbit pAb
Note/Alias	mL66; S18bmt; S18mt-a; MRPS18-3; HumanS18b; MRP-S18-3; MRP-S18-a; MRPS18A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55168
GeneID	55168
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 97-196 della proteina MRPS18A umana (NP_060605.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NVS2
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato