


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrps18B Per Wb, Elisa - Q9Y676

Numero articolo: CM0018119



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro MRPS18B umano (proteina ribosomiale mitocondriale mS40). Adatto per Western blot e ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Utile per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	MRPS18B Rabbit pAb
Note/Alias	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	28973
GeneID	28973
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-258 di MRPS18B umano (NP_054765.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y676
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio