


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps18C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3D5

Numero articolo: CM0021920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MRPS18C, una proteina ribosomiale mitocondriale della piccola subunità 28S. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Per la ricerca sulla traduzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPS18C Rabbit pAb
Note/Alias	CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51023
GeneID	51023
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 di MRPS18C umano (NP_057151.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y3D5
Peso della proteina	16kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante