


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y399

Numero articolo: CM0015344



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio riconosce MRPS2 umano (S2mt), un componente del ribosoma mitocondriale essenziale per la sintesi proteica. Validato per WB, IHC-P ed ELISA; rileva anche MRPS2 murino. Supporta gli studi sulla traduzione mitocondriale e sulle patologie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPS2 pAb di coniglio
Note/alias	S2mt; CGI-91; MRP-S2; COXPD36; MRPS2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	51116
GeneID	51116
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 1-296 di MRPS2 umano (NP_057118.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Y399
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante