


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrps21 Per Ihc, Elisa - P82921

Numero articolo: CM0019196



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale mitocondriale MRPS21 (bS21m). Validato per IHC-P ed ELISA con reattività in campioni umani, murini e di ratto. Supporta gli studi sulla biologia mitocondriale e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPS21 Rabbit pAb
Note/alias	bS21m; MDS016; RPMS21; MRP-S21
Specie	Umano
ID del gene (umano)	54460
ID del gene	54460
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-87 della MRPS21 umana (NP_114107.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P82921
Peso della proteina	10 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante