


Anti-Mrps22 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P82650

Numero articolo: CM0028658



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MRPS22 (proteina ribosomiale mitocondriale S22) validato per WB ed ELISA. Mostra reattività crociata con umano, topo e ratto. ~41 kDa. Adatto per la ricerca sulla traduzione mitocondriale e sulle malattie mitocondriali primarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPS22 Rabbit pAb
Note/Alias	GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22; MRPS22
Specie	Umano
GeneID	56945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-360 di MRPS22 umano (NP_064576.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P82650
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio