

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrps23 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Numero articolo: CM0023817



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro MRPS23 umano, una proteina ribosomiale mitocondriale implicata nella malattia mitocondriale primaria e COXPD46. Validato per applicazioni Western blot, IF/ICC ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MRPS23 Coniglio pAb
Note/Alias	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51649
GeneID	51649
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-190 di MRPS23 umano (NP_057154.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y3D9
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio