

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mrps23 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Numero articolo: CM0023807

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina MRPS23 umana, una proteina ribosomiale mitocondriale implicata nella malattia mitocondriale primaria e nella COXPD46. Convalidato per applicazioni Western blot, IF/ICC e ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPS23 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51649
GeneID	51649
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-190 della MRPS23 umana (NP_057154.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y3D9
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio